


ขั้นตอนการติดตั้ง/ปรับปรุงโปรแกรมทะเบียนรักษาทดแทนไต (HD) เป็น รุ่น 2.3.4


แบบที่ 1 เครื่องที่ใช้งานมีโปรแกรมรุ่นเดิมอยู่แล้ว


ขั้นตอนการปรับปรุง

1. Download โปรแกรมชุดปรับปรุง **HDUpdV234.exe** เก็บไว้ใน Drive C:\ หรือโฟลเดอร์อื่น ๆ (สถานพยาบาลกำหนดขึ้นเอง)
2. ดับเบิลคลิกเพิ่มข้อมูล "HDUpdV234.exe" จะได้น้ำจอตงรูป



3. คลิกปุ่ม "Unzip" เพื่อปรับปรุงโปรแกรม จะมีข้อความแจ้งจำนวนเพิ่มข้อมูลที่มีการปรับปรุง คลิกปุ่ม "OK" และคลิกปุ่ม "Close" ตามลำดับ



4. เปลี่ยนชื่อไอคอน HD 2.3 เป็น HD 2.3.4 บน Desktop  → 